

Mepore® Pro

Brusetæt, selvklæbende absorberende bandage



* mikrober større end 25 nm

Mepore® Pro er en selvklæbende, absorberende og åndbar bandage, som beskytter såret mod kontaminering udefra. Bandagen er hudvenlig, brusetæt og giver en blid og sikker fiksering.

Sådan anvendes Mepore® Pro



1. Tag fat i de overlappende dele af beskyttelsesfilmen og træk indtil klæbefladsen ses og fiksering kan påbegyndes.



2. Placér bandagen på huden uden at strække den, og fjern forsigtigt resten af beskyttelsesfilmen.



3. Glat klæbekanten for at sikre optimal hæftning til huden. Stræk ikke bandagen under applicering.

Sådan virker Mepore Pro

Mepore Pro er en åndbar, selvklæbende bandage, der absorberer blod og eksudat. Filmbagsiden er brusetæt og beskytter såret mod kontaminering udefra. Mepore Pro har en hudvenlig klæb, der giver en blid og sikker fiksering. Den bløde og elastiske filmbagside er udviklet til at give en bedre patientkomfort og til at forme sig efter kroppens konturer.

Fordele ved Mepore Pro

- Brusetæt
- Lethæftende sårkontaktlag
- Beskytter såret mod vand og kontaminering udefra
- Filmbagsiden har en bakterie- og virusbarriere*
- Absorberer blod og eksudat
- Komfortabel for patienten
- Åndbar film
- Lav friktion mod tøj og sengetøj
- Hudvenlig klæb

* mikrober større end 25 nm

Anvendelsesområde

Mepore Pro kan anvendes til let til moderat væskende sår, som operationssår, snitsår og hudafskrabninger.

Mepore Pro er pakket i sterile enkelt pakninger

Varenr.	Str. cm	Sårpude str. cm	Stk./inderkrt.	Stk./trp.krt.
670820	6 x 7	3 x 4	60	480
670920	9 x 10	4,5 x 6	40	320
671020	9 x 15	4,5 x 10	40	320
671120	9 x 20	4,5 x 15	30	180
671220	9 x 25	4,5 x 20	30	210
671320	9 x 30	4,5 x 25	30	270



Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf: + 45 80 886 810, e-mail: info.dk@molnlycke.com.
Mölnlycke og Mepore varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0302007


Mölnlycke®