

# BARRIER® Operationskittel Virus Protection Plus (VPP)

Højeffektive Virus Protection Plus (VPP) operationskitler udviklet til at beskytte både sundhedspersonale og patienter



Velcro for fleksibel  
nakkelukning



Fleksible manchetter

Højeffektive Virus Protection Plus (VPP) operationskitler er udviklet til at beskytte både sundhedspersonale og patienter mod overførsel af vira og andre mikroorganismer. VPP-operationskitler opfylder AAMI niveau 4-kravene til modstandsdygtighed over for virusgennemtrængning.

- Udviklet til at yde beskyttelse mod virus
- Åndbart materiale
- Velcro fastgjort til nonwoven materialet
- Modstandsdygtig over for væskegennemtrængning
- Fås både sterilt og til inklusion i procedurepakker
- HP (høj ydeevne) kitlen lever op til kravene i EN13795:2019
- Lever op til kravene i ANSI/AAMI PB70:2012 niveau 4

## Bestillingsinformation

Varenr. sterilt (2 håndkl. + crepe)	Usterilt varenr. til procedure- pakker	Str.	Længde	Bredde	Inder/trp.
852400	952400	L	122	150	14/28
852401	952401	L - L	126	155	13/26
852402	952402	XL	130	168	13/26
852403	952403	XL - L	135	180	12/24
852404	952404	XXL - L	140	202	11/22
852405	952405	XXL - XL	155	208	11/22



Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com).  
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0152106