

BARRIER® Operationskittel Classic

Åndbar og komfortabel
- egnet til de fleste indgreb



Skulderlæg giver øget bevægelsesfrihed for overkroppen




Fremadrykkede (ergonomiske) ærmer giver komfort og bevægelsesfrihed



Kitlens manchete passer til Biogel® handsker, hvilket gør, at handskerne ikke glider ned

- Åndbar for komfort
- Foldet så den er nem at tage på sterilt
- Behandlet materiale giver øget afvisning af væske med lav overfladespænding (blod)
- Ergonomisk pasform giver større bevægelsesfrihed
- Velegnet til de fleste indgreb
- Fås i Standard og Høj ydeevne¹

Standard ydeevne	Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Omkreds	Pakning
	650101	SG SP, to håndklæder, crepe	M	121 cm	135 cm	20/40
	650102	SG SP, to håndklæder, crepe	L	121 cm	154 cm	20/40
	650104	SG SP, to håndklæder, crepe	L-L	131 cm	154 cm	20/40
	650105	SG SP	L-L	131 cm	154 cm	22/44
	650108	SG SP, to håndklæder, crepe	XL	132 cm	174 cm	18/36
	650110	SG SP, to håndklæder, crepe	XL-L	145 cm	174 cm	18/36
	650111	SG SP	XL-L	145 cm	174 cm	18/36
	650114	SG SP, to håndklæder, crepe	XXL-L	148 cm	184 cm	18/36
	650113	SG SP, to håndklæder, crepe	XXL-XL	161 cm	184 cm	16/32

SG = Operationskittel (surgical gown) **SP** = Standard ydeevne (standard performance)


Classic operationkitlen kan også inkluderes i Mölnlycke® procedurepakker

Standard ydeevne, åben ryg	Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Omkreds	Pakning
	640101	SG SP, to håndklæder, crepe	L	120cm	147cm	20/40
	640102	SG SP, et håndklæde	L	120cm	147cm	22/44
	640103	SG SP, et håndklæde	XL-L	141cm	167cm	20/40

- Ikke-overlappende ryg for varmekomfort

SG = Operationskittel (surgical gown) **SP** = Standard ydeevne (standard performance)

Classic operationskitlen kan også inkluderes i Mölnlycke® procedurepakker

Høj ydeevne	Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Omkreds	Pakning
	660101	SG HP, to håndklæder, crepe	L	121 cm	154 cm	18/36
	660102	SG HP, to håndklæder, crepe	L-L	131 cm	154 cm	18/36
	660103	SG HP	L-L	131 cm	154 cm	18/36
	660105	SG HP, to håndklæder, crepe	XL	132 cm	174 cm	16/32
	660113	SG HP	XL	132 cm	174 cm	18/36
	660106	SG HP, to håndklæder, crepe	XL-L	145 cm	174 cm	16/32
	660107	SG HP	XL-L	145 cm	174 cm	18/36
	660111	SG HP, to håndklæder, crepe	XXL-L	148 cm	184 cm	16/32
	660110	SG HP, to håndklæder, crepe	XXL-XL	161 cm	184 cm	16/32



- Væsketæt forside forstærkning minimerer risikoen for væskegennemtrængning
- Forsideforstærkning er åndbar for ekstra komfort



- Væsktæt ærmeforstærkning for at minimere risikoen for væskegennemtrængning

SG = Operationskittel (surgical gown) **HP** = Høj ydeevne (high performance)

Classic operationskitlen kan også inkluderes i Mölnlycke® procedurepakker



Kittelmateriale

Kittel og ærmer: Cellulose pulp/ polyester spunlace nonwoven. Forsideforstærkning: Åndbar polyethylenfilm. Ærmeforstærkning: Viskose/ polyester spunlace nonwoven og polyethylenfilm.

Produktklassificering

Standard ydeevne kitler: Europæisk Standard EN 13795 Standard ydeevne og ANSI/AAMI PB70 niveau 2. Høj ydeevne kitler: Europæisk Standard EN 13795 Standard ydeevne og ANSI/AAMI PB70 niveau 3^{1,2}.

Pakning

Fire pakningslag, steril barriere, plastpose, inderæske og transportkarton, hjælper med at reducere risikoen for kontaminering og skader under transport og opbevaring. Vakuumpakning optimerer håndteringen og opbevaringspladsen.

Miljø

Hos Mölnlycke Health Care har vi en længerevarende forpligtelse til at minimere den effekt, vores aktiviteter har på miljøet uden at gå på kompromis med effektiviteten og pålideligheden til vores produkter og serviceydelser. En velfunderet miljøpraksis er en prioritet i vores produktion og i alle vores afdelinger verden over.

Referencer: 1. European Standard EN 13795: Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels. 2. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com. Mölnlycke, Biogel og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0322003

