

Aftagelig præparatpose

Truly customised laparoscopic solutions



Den aftagelige opsamlingspose er et engangsprodukt, som sørger for en enkel, hurtig og sikker opsamling og udtagelse af operativt fjernet væv og organer. Aftagelighed giver kirurgen muligheden for at udsætte udtagelsen af det opsamlede væv. Designet med en sutur, der holder posen, giver mulighed for hurtig udtagelse, når der er behov for det såvel som muligheden for at bruge porten til skift af instrumenter uden tab af pneumoperitoneum.

- Intuitivt design sikrer enkel manipulation og brug
- Et selvåbnende posedesign tillader hurtig og enkel opsamling af prøver
- En forstærket metalring sikrer enkel indsættelse og en stor, permanent poseåbning til opsamling af selv vanskelige prøver
- Flexibilitet opnås ved hjælp af den aftagelige, forsinkede udtagningsmulighed
- Fås i forskellige størrelser for at give løsninger til udtagelse af flere forskellige vævsprøver
- Leveres både som sterilt enkeltpakket produkt og til inklusion i Mölnlycke® procedurepakker



Aftagelig opsamlingspose

Varenr.	Beskrivelse	Str.	Diameter	Rumfang	Stk. inder/stk. trp.
899102	Aftagelig præparatpose	Small	10mm	250-300ml	5/50
899103	Aftagelig præparatpose	Medium/Large	10mm	500-700ml	5/50
899112	Aftagelig præparatpose	Extra Large	12mm	1150-1500ml	5/50
899104	Aftagelig præparatpose	Extra Large	15mm	1150-1500ml	5/50

Lovlig producent: Unimax Medical Systems Inc.
Importeret og distribueret af: Molnlycke Health Care AB

Læs mere på www.molnlycke.dk

Molnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Molnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Molnlycke Health Care gruppen.
© 2021 Molnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0112106

