

Monopolære instrumenter

Truly customised laparoscopic solutions



Et omfattende sortiment af førsteklasses 5 mm monopolære instrumenter til engangsbrug med to forskellige håndtag, som giver kirurger det ultimative valg og bekvemmelighed. Fås både som sterilt, enkeltpakket og inkluderet i ProcedurePak[®] procedurepakker.

Håndtag type 1 med crémaillère


- Ergonomisk håndtag giver kirurgen komfort og kontrol
- Enkel, intuitiv crémaillère
- Robust spids med todelt ledforbindelse og bred åbning
- Omfattende sortiment af spidser giver komplet, kirurgisk tilbud
- Et fuldstændig isoleret skaft sikrer effektiv indkapsling af strøm

Håndtag type 2 med crémaillère

- Ergonomisk håndtag giver kirurgen komfort og kontrol
- Den specifikke udformning af håndtaget giver muligheden for at konvertere fra flergangsinstrumenter til de tilsvarende engangsinstrumenter uden at gå på kompromis
- Enkel, intuitiv crémaillère
- Crémailléren kan 'slukkes', således at det samme instrument kan bruges med eller uden denne funktion for maksimal bekvemmelighed og fleksibilitet
- Robust spids med todelt ledforbindelse og bred åbning
- Omfattende sortiment af spidser giver komplet, kirurgisk tilbud
- Et fuldstændig isoleret skaft sikrer effektiv indkapsling af strøm



Lige fattetang



Maryland dissektionspean



Lapclinch



Babcock



Skarptandet fattetang -
Rat tooth



Fattetang - fenestreret



Tarmfattetang

Type 1



Håndtag type 1
- med crémaillère



Håndtag type 1
- Maryland

Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Pakning
899200	Lige fattetang med crémaillère	5 mm	33 cm	10
899201	Maryland dissektionspean	5 mm	33 cm	10
899202	Lapclinch med crémaillère	5 mm	33 cm	10
899203	Babcock med crémaillère	5 mm	33 cm	10
899204	Skarptandet fattetang - Rat tooth	5 mm	33 cm	10
899206	Tarmfattetang med crémaillère	5 mm	33 cm	10
899207	Lige fattetang med crémaillère - fenestreret	5 mm	33 cm	10

Type 2



Håndtag type 2
- med crémaillère



Håndtag type 2
- Maryland

Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Pakning
899208	Lige fattetang med crémaillère	5 mm	33 cm	10
899209	Maryland dissektionspean	5 mm	33 cm	10
899210	Lapclinch med crémaillère	5 mm	33 cm	10
899211	Babcock med crémaillère	5 mm	33 cm	10
899212	Skarptandet fattetang - Rat tooth	5 mm	33 cm	10
899214	Tarmfattetang med crémaillère	5 mm	33 cm	10
899215	Lige fattetang med crémaillère - fenestreret	5 mm	33 cm	10

Kontrakteret producent: Unimax Medical Systems Inc. Importeret og distribueret af: Mölnlycke Health Care AB

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen.
©2022 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0072204

Mölnlycke®