




- Ikke-overlappende ryg giver god varme-komfort
- Ugennemtrængelig ærmeforstærkning minimerer risikoen for væskegennemtrængning
- Ugennemtrængelig for væske fra brystet og ned - det giver øget beskyttelse

BARRIER® Classic Urologikittel

- Væskeafvisende spunlace materiale giver standard beskyttelse
- Ugennemtrængeligt materiale fra brystet og ned giver øget beskyttelse
- Designet til siddende kirurgi med øget beskyttelse og fleksibilitet
- Absorberende og blødt materiale giver god komfort
- Velegnet til våde indgreb
- Fås i Høj Ydeevne¹

Høj Ydeevne



Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Omkreds	Pakning
670301	SG HP, to håndklæder, crepe	L	141 cm	180 cm	16/32
670302	SG HP, to håndklæder, crepe	XL	160 cm	180 cm	16/32

SG = Operationskittel (Surgical Gown)

HP = Høj Ydeevne (High Performance)



Kittelmateriale	Kittel og ærmer: Nonwoven pulp/polyester fibre og polyethylen plastikfilm. Forsideforstærkning: Polyethylen plastikfilm. Ærmeforstærkning: Polyethylen plastikfilm, viskose/polyester nonwoven.
Produktklassifikation	Høj Ydeevne kitler: European Standard EN 13795:2011 Høj Ydeevne og ANSI/AAMI PB70:2012 niveau 3. ^{1,2}
Pakning	Enkeltpakke kitler leveres i dobbelt kartoner, der sikrer beskyttelse mod støv, fugt og skader under transport, håndtering og opbevaring. Vakuumpakning optimerer håndteringen og opbevaringspladsen.
Miljø	Hos Mölnlycke har vi en permanent forpligtelse til at sikre, at vores aktiviteter har en så lille effekt som muligt på miljøet, uden dog at gå på kompromis med effektiviteten og tiltroen til vores produkter og serviceydelser. En velfunderet miljøpraksis er en prioritet i vores produktion og i alle vores afdelinger verden over.

Referencer

1. European Standard EN 13795:2011 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels. 2. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 33, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0801710


Mölnlycke®